



SIELAB

INSTRUMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS

SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177- www.sielab.cl - ventas@sielab.cl

AGITADOR ORBITAL

VMTECH GS-30



Usos:

Para uso en variados ámbitos industriales, en diferentes laboratorios de biología molecular, microbiología, inmunología, química, etc.

Características:

- ✓ Motor CC sin cepillos, seguro, de larga vida útil y libre de mantenimiento.
- ✓ Tecnología de microcomputador incorporado.
- ✓ Diseño compacto y fácil de operar.
- ✓ Velocidad ajustable.
- ✓ Pantalla LCD para ver tiempo y velocidad.
- ✓ Función timer. Sonido de alarma que indica que el trabajo ha terminado.
- ✓ 12 posiciones para matraces de 100 ml.

SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177 -www.sielab.cl - ventas@sielab.cl



SIELAB

INSTRUMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS

SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177 - www.sielab.cl - ventas@sielab.cl

Especificaciones:

Rango de velocidad	50-250 rpm
Órbita	30mm
Rango de tiempo	1min ~99h59min
Capacidad de carga máxima	2.0 Kg
Condición de temperatura para funcionamiento	4 ~45°C
Dimensiones	284x264x108 mm
Voltaje	AC 100 ~230V

SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177 -www.sielab.cl - ventas@sielab.cl