



INSTRUMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS

SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177- www.sielab.cl - ventas@sielab.cl

AUTOCLAVE DIGITAL

VMTECH LX-B100L - LX-B75L



- ✓ De acero inoxidable SUS 304.
- ✓ Pantalla LED muestra la temperatura de esterilización y tiempo.
- ✓ Puerta superior con manivela de fácil apertura.
- ✓ Enclavamiento de seguridad.
- ✓ Liberación automática en caso de sobrepresión.
- ✓ Protección de apagado automático.
- ✓ Vidrio templado para protección antiquemaduras.
- ✓ Alarma de luz y sonido al terminar el proceso de esterilización.

SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177 - www.sielab.cl - ventas@sielab.cl



SIELAB

INSTRUMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS

SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177- www.sielab.cl - ventas@sielab.cl

Especificaciones técnicas:

	LX-B75L	LX-B100L
Capacidad	75L	100L
Máx. temperatura de trabajo	134°C	134°C
Máxima presión de trabajo	0,25Mpa	0,25Mpa
Límite de tiempo	0-9999 min.	0-9999 min.
Ajuste de tiempo	Temp. ambiente a 134°C	Temp. ambiente a 134°C
Volumen del recipiente de esterilización	Ø360*477mm	Ø360*622mm
Peso neto	70Kg	72Kg
Material	SUS304	SUS304

SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177 -www.sielab.cl - ventas@sielab.cl