



SIELAB

INSTRUMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS

SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177 - www.sielab.cl - ventas@sielab.cl

BAÑO DE AGUA

VMTECH TMS-12



Usos:

Este equipo es ideal para ser usado en instituciones de investigación científica, universidades, en departamentos de impresión química, coloración, farmacéutica, petroleras y producción de componentes electrónicos para la evaporación, concentración y calefacción constante de la temperatura, entre otros usos.

Características:

- ✓ Gracias a la estructura de su diseño innovador, se evita eficazmente las fugas de vapor.
- ✓ Posee un sistema de control de temperatura inteligente y una pantalla digital de alto brillo, con teclado de toque ligero que otorgan las ventajas de fácil operación y control de temperatura de alta precisión.
- ✓ La carcasa, partes internas y tapa son de plástico transparente, por lo cual se puede ver claramente el objeto en su interior.

SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177 -www.sielab.cl - ventas@sielab.cl



SIELAB

INSTRUMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS

SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177- www.sielab.cl - ventas@sielab.cl

Especificaciones:

Variación de temperatura	Temp. ambiente a 100°C
Volumen del baño	8 litros
Material de la cabina	Resina acrílica
Fluctuación de temperatura	±1°C
Uniformidad térmica	±0.2°C
Rango de temperatura	RT+10°C ~ 100°C
Certificación	CE
Dimensiones (L x W x H)	230 x 199 x 233 mm
Controlador	Digital
Indicador	LED digitron (luz Nixi)
Estabilidad de temperatura	±0.1°C
Potencia de calefacción	200w

SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177 -www.sielab.cl - ventas@sielab.cl