



# SIELAB

**INSTRUMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS**

SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177 - www.sielab.cl - ventas@sielab.cl

## BOMBA PERISTÁLTICA

VMTECH BT100S



- ✓ La pantalla LCD muestra la velocidad rotativa y modo de trabajo.
- ✓ Teclado de membrana
- ✓ Dirección reversible, control de inicio/detención y velocidad ajustable.
- ✓ Función de dispensación: para dispensar de forma automática la duración de cada dosis, lapso de tiempo entre dosis y número de ciclos.
- ✓ Si la velocidad de trabajo es entre 0,1 y 100rpm, la resolución es de 0,1rpm.  
Si la velocidad de trabajo es entre 100 y 150rpm, la resolución es de 1rpm.
- ✓ Estructura de aislamiento interno de doble capa.
- ✓ A prueba de humedad y anti polvo.
- ✓ Carcasa de acero inoxidable, fácil de limpiar, resistente a la corrosión de ácidos, álcalis, sodio y solventes orgánicos.
- ✓ Flujo máximo con cabezal YZ15: 420 ml/min
- ✓ Rango de velocidad: 0,1 a 150 rpm
- ✓ Precisión de velocidad: 0,5%
- ✓ Compatible con manguera N° 13, 14, 16, 17, 19 y 25
- ✓ Dimensiones: 226x150x238mm
- ✓ Peso: 4,7 Kg

SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177 -www.sielab.cl - ventas@sielab.cl