



# SIELAB

## INSTRUMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS

SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177 - www.sielab.cl - ventas@sielab.cl

### **BOMBA DE VACÍO DE DIAFRAGMA**

#### **VMTECH ZXWB-0.33A**



#### **Usos:**

Para análisis cromatográfico, destilación, filtración, concentración y secado al vacío. También utilizado para condensación y conversión de gas.

#### **Características:**

Vacío estable y presión ajustable.

Tamaño pequeño y peso ligero.

Fácil de usar.

Libre de aceites.

24 horas de funcionamiento continuo.

Diafragma de goma resistente al desgaste.

Velocidad de bombeo	20 l/min
Presión de vacío	>0.085 Mpa (150 mbar)
Potencia	180 W
Dimensiones (LxWxH)	250 x 135 x 210 mm
Peso	7,5 Kg
Ruido	<50 dB

SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177 -www.sielab.cl - ventas@sielab.cl