



# SIELAB

**INSTRUMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS**

**SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA**

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177- www.sielab.cl - ventas@sielab.cl

## **CAMARA DE CRECIMIENTO**

### **VMTECH RGX-350**



#### **Usos:**

Este equipo es ideal para laboratorios de investigación, protección ambiental, laboratorios de salud y prevención epidémica, agricultura, silvicultura, cría de animales, etc.  
Para el cultivo y preservación de moho, bacterias y microorganismos.

#### **Características:**

- ✓ Control de temperatura, tiempo, ajuste de iluminación, entre otras.
- ✓ Se puede cambiar automáticamente entre día y noche mediante las funciones de control de temperatura y humedad.
- ✓ También posee un sistema de control de luminiscencia de 5 posiciones.
- ✓ Ventana amplia para observar los artículos en su interior.
- ✓ Sistema de refrigeración con refrigerantes libres de CFC.

**SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA**

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177 -www.sielab.cl - ventas@sielab.cl



# SIELAB

## INSTRUMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS

SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177- www.sielab.cl - ventas@sielab.cl

### Especificaciones:

Rango de control de temperatura (°C)	5 ~ 50 (sin humidificación) 10 ~ 50 (con humidificación)
Rango de control de humedad (%RH)	5 @ 95
Rango de cronómetro (H)	0 @ 9999
Fluctuación de temperatura	±1°C
Fluctuación de humedad (%RH)	0.1
Resolución de temperatura(°)	±5
Intensidad de la luz (LX)	0 @ 12000LX
Potencia de calefacción	2 KW
Volumen	350 litros
Máxima cantidad de bandejas	12
Tamaño de cabina	1000×600×600 mm
Dimensiones	1600×795×780 mm

SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177 -www.sielab.cl - ventas@sielab.cl