



SIELAB

INSTRUMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS

SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177- www.sielab.cl - ventas@sielab.cl

CENTRÍFUGA

VMTECH L530



- ✓ Control por microprocesador, motor eléctrico sin escobillas.
- ✓ Puerta con cierre eléctrico para operación segura.
- ✓ El valor RCF se puede calcular automáticamente.
- ✓ Panel touch y pantalla LCD.
- ✓ Programable (puede almacenar hasta 25 programas).
- ✓ Diferentes rotores, cestillos y adaptadores.

Especificaciones:

Velocidad máxima	5300rpm (según rotor)
RCF máxima	5010xg (según rotor)
Capacidad máxima	4 x 250ml
Precisión de velocidad	±30rpm
Rango de ajuste de tiempo	1min a 99min
Ruido	<65dB(A)
Alimentación	AC220V±22V 50/60Hz 5A
Potencia total	400W
Dimensiones (W x D x H)	470x560x380mm
Peso	38kg

SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177 -www.sielab.cl - ventas@sielab.cl



SIELAB

INSTRUMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS

SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177 - www.sielab.cl - ventas@sielab.cl

Rotor y accesorios disponibles para entrega inmediata:

Rotor



853600

Vel. máx.: 4200rpm

RCF máx.: 3550xg

Capacidad máx.: 4x250ml

Cestillo



853603

4x250ml

Adaptadores



853608

4x50ml



853607

4x100ml



853604

4x7x10ml



853702

4x6x15ml



853703

4x4x15ml falcon

SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177 -www.sielab.cl - ventas@sielab.cl



SIELAB

INSTRUMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS

SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177 - www.sielab.cl - ventas@sielab.cl

Rotores y accesorios (a pedido):

 853591 Vel. máx.: 5300rpm RCF máx.: 5010xg Capacidad máx.: 4x100ml	 853580 4X100ml	Adaptador: 853504 4x50ml	Adaptador: 853509 4x15ml falcon
		Adaptador: 853505 4x50ml(falcon)	Adaptador: 853510 4x3x5ml
		Adaptador: 853506 4x30ml	Adaptador: 853511 4x2x10ml
		Adaptador: 853507 4x20ml	Adaptador: 853512 4x4 tubo hematocrito
		Adaptador: 853508 4X15ml	Adaptador: 853533 4x3x1.5ml

SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177 -www.sielab.cl - ventas@sielab.cl



SIELAB

INSTRUMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS

SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177- www.sielab.cl - ventas@sielab.cl



853591

Vel. máx.: 4200rpm

RCF máx.: 3100xg

Capacidad máx.: 4x100ml



853540

4x2x50ml



853545

4x2x100ml

Adaptador:

853504(50ml) 853509(15ml falcon)

853505(50ml) 853510(3x5ml)

853506(30ml) 853511(2x10ml)

853507(20ml)

853512(4xhematocrito)

853508(15ml) 853533(3x1.5ml)



853560

4x2x100ml

Adaptador:

853530(10ml)

853531(7ml)

853532(5ml)



853550

4x16x5ml/7ml



853555

4x12x5ml/7ml

SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177 -www.sielab.cl - ventas@sielab.cl