



SIELAB

INSTRUMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS

SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177 - www.sielab.cl - ventas@sielab.cl

CENTRÍFUGA

VMTECH L500



Control por microprocesador, motor eléctrico sin escobillas.

Puerta con cierre eléctrico para operación segura. El equipo no funciona si la puerta está abierta y no se puede abrir si está en funcionamiento.

El valor RCF se puede calcular automáticamente.

Panel touch y pantalla LCD.

Estructura con amortiguación para evitar vibración.

Especificaciones:

Velocidad máxima	5000rpm (según rotor)
RCF máxima	4030xg (según rotor)
Capacidad máxima	16 x 15ml
Precisión de velocidad	±30rpm
Rango de ajuste de tiempo	1min a 99min
Ruido	<65dB(A)
Alimentación	AC220V±22V 50/60Hz 5A
Potencia total	250W
Dimensiones (W x D x H)	370x432x250mm
Peso	15kg

SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177 -www.sielab.cl - ventas@sielab.cl



SIELAB

INSTRUMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS

SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177- www.sielab.cl - ventas@sielab.cl

Rotor y accesorios disponibles para entrega inmediata:

Rotor



855201

Vel. máx.: 4200rpm

RCF máx.: 2760xg

Capacidad máx.: 4x6x5ml

Cestillo



855220

4x4x15ml

SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177 -www.sielab.cl - ventas@sielab.cl