



SIELAB

INSTRUMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS

SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177 - www.sielab.cl - ventas@sielab.cl

CENTRÍFUGA VMTECH TDZ4-WS



- ✓ Control por microprocesador, motor eléctrico sin escobillas.
- ✓ Panel touch y pantalla LCD.
- ✓ Estructura de amortiguación especial que ayuda a reducir la vibración.
- ✓ Carcasa de acero.
- ✓ Si el tiempo de centrifugado es menor a 1 minuto, la cuenta regresiva se muestra en segundos.

Especificaciones:

Velocidad máxima	4000rpm (según rotor)
RCF máxima	2200xg (según rotor)
Capacidad máxima	12 x 20ml
Precisión de velocidad	±30rpm
Rango de ajuste de tiempo	1min a 99min
Ruido	<62dB(A)

SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177 -www.sielab.cl - ventas@sielab.cl



SIELAB

INSTRUMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS

SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177 - www.sielab.cl - ventas@sielab.cl

Alimentación	AC220V±22V 50/60Hz 5A
Potencia total	100W
Dimensiones (W x D x H)	330x390x250mm
Peso	16kg

Opciones de rotor:



808400

Capacidad: 18x10ml

Veloc. máx.: 4000rpm

RCF máx.: 2200xg



**EN
STOCK**

808500

Capacidad: 12x20ml

Veloc. máx.: 4000rpm

RCF máx.: 2200xg

SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177 - www.sielab.cl - ventas@sielab.cl



SIELAB

INSTRUMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS

SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177- www.sielab.cl - ventas@sielab.cl



**EN
STOCK**

808600

Capacidad: 4x50ml

Veloc. máx.: 4000rpm

RCF máx.: 2200xg

SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177 -www.sielab.cl - ventas@sielab.cl