



SIELAB

INSTRUMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS

SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177 - www.sielab.cl - ventas@sielab.cl

ESTERILIZADOR

VMTECH HY-800D



Características:

Ideal para la esterilización de asas loop, agujas, etc., basado en el principio infrarrojo.

Reemplaza completamente el tradicional mechero de alcohol.

La temperatura central del agujero calefactor puede alcanzar los 800°C, la esterilización completa demora de 5 a 7 segundos. Además puede ser utilizado en cámaras anaeróbicas.

Pequeño y con un diseño elegante. Fácil de limpiar.

Ángulo ajustable, fácil de operar.

Tecnología de control de temperatura precisa que evita la sobrecarga de trabajo de los componentes calefactores. Larga vida útil.

Especificaciones técnicas:

Máx. temperatura central	825°C
Mínimo nivel de temperatura	480°C
Velocidad de calefacción	20 min (a temp. máx.)
Diámetro máx. de esterilizador	35mm
Longitud de elemento calefactor	100mm
Ángulo ajustable	75° a 120°
Potencia	400W
Dimensiones (WxDxH)	92 x 101 x 170mm
Peso neto	1,1 Kg

SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177 -www.sielab.cl - ventas@sielab.cl