



SIELAB

INSTRUMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS

SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177 - www.sielab.cl - ventas@sielab.cl

INCUBADORA BIOQUÍMICA **VMTECH SHP-350**



Usos:

Este equipo puede ser ampliamente utilizado en laboratorios de investigación científica tales como protección ambiental, prevención epidémica, agricultura, ganadería, acuicultura, inspección de drogas, análisis de agua, determinación de bacterias, cultivo y preservación de microorganismos, etc.

Características:

- ✓ Panel LCD.
- ✓ Cámara de trabajo con iluminación.
- ✓ Función de cronómetro para controlar fácilmente el tiempo de temperatura constante.
- ✓ La cantidad de bandejas y la distancia entre las mismas pueden ser ajustadas de acuerdo a las necesidades del usuario.
- ✓ Flujo de aire de refrigeración libre de CFC.
- ✓ Ventana amplia para observar los artículos en su interior.

SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177 -www.sielab.cl - ventas@sielab.cl



SIELAB

INSTRUMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS

SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177 - www.sielab.cl - ventas@sielab.cl

Especificaciones:

Rango de control de temperatura (°C)	5 ~ 50
Humedad de operación (RH)	50~ 95
Rango de cronómetro (H)	1 minuto~9999 horas 59 minutos
Fluctuación de temperatura	±0,5°C
Resolución de temperatura	1°C
Potencia de calefacción	900 W
Volumen	350 litros
Máxima cantidad de bandejas	15
Tamaño de cabina	1000×600×600 mm
Dimensiones	1625×825×700 mm

SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177 -www.sielab.cl - ventas@sielab.cl