



SIELAB

INSTRUMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS

SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177- www.sielab.cl - ventas@sielab.cl

MANIFOLD PARA FILTRACIÓN

VMTECH QB-3 / QB-4



Usos:

Usado principalmente en procedimientos microbiológicos y analíticos relacionados con la recolección de partículas (bacterias, precipitados, etc.) de una suspensión líquida. En test ambientales, análisis de calidad del agua, investigación científica, laboratorios bioquímicos y farmacéuticos, etc.

Características:

- ✓ Diseñado especialmente para filtrar distintas muestras a la vez, sin embargo, cada soporte tiene una válvula de control individual, lo cual hace posible que sólo una bomba de vacío funcione a la vez.
- ✓ Válvulas, embudos (incluidos) y base de acero inoxidable.
- ✓ Pinzas de aleación de aluminio.
- ✓ Tapones de silicona.
- ✓ Disponible para 3 o 4 posiciones.
- ✓ Incluye vasos de acero inoxidable de 300 ml

SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177 -www.sielab.cl - ventas@sielab.cl