



SIELAB

INSTRUMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS

SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177- www.sielab.cl - ventas@sielab.cl

MOLINOS

VMTECH FW200 / FW400



Características:

- ✓ Para moler todo tipo de alimento, suelo, carbón, medicina, minerales, etc. En el ámbito de la agricultura, mineras, medicina y salud, colegios y universidades, etc.
- ✓ Contenedor y aspas de acero inoxidable.
- ✓ Gran eficacia en la trituration.
- ✓ Fácil de operar.
- ✓ Amplio uso

SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177 - www.sielab.cl - ventas@sielab.cl



SIELAB

INSTRUMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS

SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177- www.sielab.cl - ventas@sielab.cl

Especificaciones técnicas:

MODELO	FW200	FW400
Voltaje	AC200V 50Hz	
Potencia	800W	1000W
Velocidad	26.000 rpm	
Tamaño del contenedor	Φ125 x 56mm	Φ150 x 80mm
Malla	40 - 200	
Dimensiones	Φ160 x 360mm	230x190x420mm
Peso	5 Kg	12,25 Kg

SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177 - www.sielab.cl - ventas@sielab.cl