



# SIELAB

**INSTRUMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS**

SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177- www.sielab.cl - ventas@sielab.cl

## REFRACTOMETRO DIGITAL

VMTECH 152



- ✓ Compensación de temperatura automática (ATC).
- ✓ Función de calibración cero con agua destilada.
- ✓ Apagado automático después de 3 minutos.
- ✓ Lectura instantánea.
- ✓ Porta muestra de acero inoxidable.
- ✓ Humedad de funcionamiento: menor a 90%
- ✓ Nivel del mar: menor a 2000m
- ✓ Temperatura de funcionamiento: 0°C – 40°C
- ✓ Temperatura de almacenamiento: -10°C – 50°C
- ✓ Batería alcalina de 1,5V
- ✓ Tiempo de funcionamiento: más de 8000 veces por batería.
- ✓ Peso: 130 gr.
- ✓ Dimensiones: 118mm x 62mm x 32mm.

Escala	Rango de medición	Resolución	Precisión
Brix	0-95%	0,1%	±0,2%
IR(nD)	1.3330-1.5320	0,0001	±0,0003

SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177 -www.sielab.cl - ventas@sielab.cl