

SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177 - www.sielab.cl - ventas@sielab.cl

SEMI-QUANTITATIVE TEST STRIPS QUANTOFIX ARSENIC SENSITIVE

REF 91345



Tiras reactivas semicuantitativas para la determinación de arsénico. Ideal para un análisis rápido y fácil de arsénico directamente en el sitio. No se requiere mantenimiento ni calibración.

Plataforma: Tiras reactivas semicuantitativas

Parámetro: Arsénico

Marca: QUANTOFIX(MACHEREY NAGEL-ALEMANIA)

Graduación: Arsénico - 0 • 0.005 • 0.01 • 0.025 • 0.05 • 0.1 • 0.25 • 0.5 mg / L As³⁺ 5+

Cambio de color: Arsénico - blanco → marrón amarillento

Evaluable en reflectómetro: No

Método: Arsénico - Prueba de Gutzeit modificada

Reactivo adicional: Sí

Temperatura de almacenamiento: 4 a 30 ° C

Vida útil (desde producción): 2,5 años

Volumen de suministro: 100 tiras reactivas en un tubo, reactivos adicionales, folleto de instrucciones, maleta de transporte

SOLUCIONES DE INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS SIELAB SPA

R.U.T.: 77.110.239-5

SAN PÍO X # 2460 , OF 706, PROVIDENCIA.

Fono: +56 2 3280 1177 -www.sielab.cl - ventas@sielab.cl